

CIRUGÍA

MICROMOTOR OSADA **148**

ACCESORIOS **149**

SIERRAS OSADA **149**

HOJAS DE SIERRA **150**

FRESAS **150**

BISTURÍS **151**

TORNIQUETES **151**

CALZADO POST-QUIRÚRGICO **152**



MICROMOTOR

UNIDAD CIRUGÍA OSADA SUCCESS 40 + MICROMOTOR L10 + SH29

F-00213-01

Micromotor Osada especial para su uso en cirugía. Con un nuevo micromotor sin escobillas, más ligero, menor consumo, menos desgaste y menor temperatura de trabajo. Control total de las funciones del micromotor mediante el pedal de pie. Desde el pedal se controla:

- Cambio de giro
- Velocidad del motor mediante reostato

Nueva función que permite trabajar con el pedal como interruptor: Se fija la velocidad de giro y se utiliza el pedal solo como On/Off sin necesidad de mantenerlo presionado con el pie.

Indicado especialmente para cirugía de mínima incisión y mini-open.

Velocidad de giro de 1.000 a 40.000 rpm.

Se pueden acoplar al micromotor sierras sagitales, oscilantes y reciprocantes. Nuevas funciones de seguridad:

- No arranca si se detecta que el pedal está activado.
- Parada automática en caso de 1 hora de funcionamiento sin accionar ningún botón.
- Parada automática si se nota una sobrecarga o mal funcionamiento que podría dañar el motor o la pieza de mano.

Medidas Base:

Ancho 10 cm

Largo 17 cm

Alto 10.5 cm

Incluye Pieza de mano reductora Osada SH-29, Aceite Osada y Discos de silicona Osada.



PIEZAS DE MANO CIRUGÍA

PIEZA DE MANO REDUCTORA OSADA SH29

F-00216-07

Pieza de mano con reductora en proporción 2,7:1. Trabaja a muy baja velocidad aprovechando toda la fuerza del motor. Esto permite trabajar sin quemar el hueso. Esterilizable en autoclave. Incluye un pack de arandelas de silicona.

Medidas:

Diámetro pinza 2.35 mm

Largo 105 mm

Peso 94 gr



ACCESORIO PIEZAS DE MANO

ACEITE PARA PIEZA DE MANO "OSADA"

F-00218-04

Aceite OSADA muy fluido especialmente pensado para las piezas de mano OSADA. Su especial composición permite alargar la longevidad de las piezas de mano y mejorar su funcionamiento.

Sirve para evitar el secado de la sangre en el motor y facilitar la limpieza de la pieza de mano, el aceite se puede aplicar antes de esterilizar. Sirve para limpiar y engrasar todo tipo de piezas de mano.



DISCOS DE SILICONA "OSADA"

F-00218-02

Bolsa 10 unidades

F-00218-03

Bolsa 100 unidades

Discos de silicona para piezas de mano osada que otorgan una mayor protección contra el polvo y líquidos a la pieza de mano, alargando la vida de sus componentes. Recambios originales OSADA.



SIERRAS OSADA

SIERRA SAGITAL

F-00216-06

Movimiento sagital de corte.

Diseñada para cirugía. Corte efectivo entre 8.000 y 28.000 RPM. Doble anclaje de seguridad al motor. Esterilizable en autoclave. Adaptable a cualquier micromotor eléctrico con sujeción ISO. Fácil cambio de sierra. Posición de sierra de 180°.



SIERRA OSCILANTE

F-00216-08

Movimiento oscilante de corte.

Diseñada para cirugía de mínima incisión. Corte efectivo entre 12.000 y 25.000 RPM. Doble anclaje de seguridad al motor. Esterilizable en autoclave. Adaptable a cualquier micromotor eléctrico con sujeción ISO. Fácil cambio de sierra. Posición de sierra de 360°.

SIERRA RECIPROCANTE OSADA

F-00216-21

Movimiento de corte recto.

Diseñada para cirugía de mínima incisión. Corte efectivo entre 5.000 y 13.000 RPM. Doble anclaje de seguridad al motor. Esterilizable en autoclave. Adaptable a cualquier micromotor eléctrico con sujeción ISO. Fácil cambio de sierra. Corte recto.

HOJAS PARA SIERRAS CIRUGÍA

HOJA SIERRA CIRUGÍA

F-00216-10 60 x 25.5 mm.



HOJA SIERRA CIRUGÍA

F-00216-11 14 x 32 mm.



HOJA SIERRA CIRUGÍA

F-00216-12 9.5 x 25.5 mm.



HOJA SIERRA OSCILANTE

F-00216-16 10 x 15.5 mm.

FRESAS CIRUGÍA



F-00343-65

FRESA WEDGE
4.1 x 13 mm



F-00344-65

FRESA WEDGE
3.1 x 12 mm



F-00342-65

SHANNON CORTA
2.0 x 8 mm



F-00335-65

SHANNON LARGA
PARA CORTE 2.0 x 12 mm



F-00336-65

SHANNON RECTA
2.0 x 12 mm



F-00337-65

SHANNON RECTA
CORTA ISHAM
2.0 x 12 mm



F-00400-70

FRESA BROPHY
5.0 x 15 mm



F-00340-55

MINI SHANON
2.0 x 5 mm



F-00338-70

FRESA ISHAM
RECTA LARGA
2.0 x 20 mm

Nota: Fresas especialmente diseñadas para cirugía de mínima incisión. Recomendadas para usar con los micromotores de cirugía OSADA.

HOJAS DE BISTURÍ CIRUGÍA

HOJAS PARA MICROCIRUGÍA

F-02006

Hojas de bisturí de mínima incisión de acero inoxidable y estériles.

F-02006-14 N° 64	Caja 12 unidades
F-02006-14SN° 64	Swann Morton Caja 25 unidades



F-02006-18 N° 64 MIS	Caja 12 unidades
----------------------	------------------



F-02006-16 N° 67	Caja 12 unidades
------------------	------------------



F-02006-12 N° 61	Caja 12 unidades
------------------	------------------



AGUJAS KIRSCHNER

F-06922

La AK tienen múltiples usos entre ellos:

mantener fijos fragmentos óseos, a través de la piel (Osteosíntesis percutánea)

Estabilizar temporalmente una fijación interna, como una placa de osteosíntesis hasta su fijación definitiva.

Realizar una osteosíntesis intramedular.

Anclar una fracción transesquelética.



Disponible en diferentes diámetros, longitudes y de una punta o doble punta.

MANGO MÍNIMA INCISIÓN N° 5

F-02006

F-02006-10 N° 5	132 mm
-----------------	--------



TORNQUETES

ANILLO ELÁSTICO (TORNQUETE)

F-03548

Ejerce la función de la cinta SMARCH: bloquea la circulación sanguínea. Hay que utilizar este anillo siempre que el dedo esté anestesiado. El grosor del anillo está pensado para garantizar una presión suave en el dedo. No es conveniente mantener el anillo durante más de 80 minutos en el dedo intervenido. La extracción del anillo se realiza cortando por la parte de la ranura.

F-03548-01 Naranja	9 mm diámetro interior
F-03548-02 Rojo	10 mm diámetro interior
F-03548-03 Verde	13 mm diámetro interior
F-03548-04 Azul	16 mm diámetro interior



CALZADO POST-QUIRÚRGICO

CALZADO POST-OP

F-00650-01 Talla L Ambidiestro

F-00650-02 Talla M 1 unidad

El diseño de punta cuadrada ofrece mejor protección.
La suela es antideslizante y reduce el movimiento en la zona metatarsal.
El sistema de cierre simple permite apósitos adicionales.
La plantilla se puede quitar y recolocar.



CALZADO ALTO POST-OP

F-00650-03 Talla L Ambidiestro

F-00650-04 Talla M 1 unidad

El diseño de punta cuadrada ofrece mejor protección.
La suela es antideslizante y reduce el movimiento en la zona metatarsal.
El sistema de cierre simple permite apósitos adicionales.
La plantilla se puede quitar y recolocar.
La correa de empeine es ajustable para mejorar el asentamiento del talón.
Parte superior alta del tobillo para mejorarlo y controlarlo para pacientes con



CALZADO DESCARGA DE TALÓN

F-00651-01 Talla M Ambidiestro

F-00651-02 Talla XS 1 unidad

Alivia la presión sobre el talón.
El diseño de punta cuadrada ofrece mejor protección.
La suela es antideslizante y reduce el movimiento en la zona metatarsal.
La plantilla se puede quitar y recolocar.



CALZADO DESCARGA DE DEDOS Y METATARSO

F-00650-05 Talla L Ambidiestro

F-00650-06 Talla M 1 unidad

Alivia la presión sobre la zona metatarsal y dedos.
El diseño de punta cuadrada ofrece mejor protección.
La suela es antideslizante y reduce el movimiento en la zona metatarsal.
El sistema de cierre simple permite apósitos adicionales.
La plantilla se puede quitar y recolocar.



CALZADO ALTO CONFORT

F-00651-03 Talla L Ambidiestro

F-00651-04 Talla M 1 unidad

De práctico diseño acolchado duradera con hebillas de lazo de retorno.
La parte superior acomodará la hinchazón y los apósitos.
Plantilla acolchada con suela exterior rígida, liviana y resistente unidad.
La única unidad está diseñada para mejorar la estabilidad para ayudar a la rehabilitación después de una cirugía de pie, trauma o cualquier condición que requiera inmovilización para ayudar a la curación.

